

# Shade combination table



Shade	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<b>Opaque</b>	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<b>Margin</b>	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<b>Opaque Dentin</b>	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<b>Dentin</b>	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
<b>Enamel</b>	57	58	58	60	60	57	58	59	60	58	58	59	60	57	58	59

Shade	BLEACH 1	BLEACH 2	BLEACH 3	BLEACH 4
<b>Opaque</b>	A0	B0	A0	A0 / B0
<b>Opaque Dentin</b>	BL1	BL2	BL3	BL4
<b>Dentin</b>	BL1	BL2	BL3	BL4
<b>Enamel</b>	BL	BL	BL	BL